


• Před zahájením oprav nechte přístroj zcela ochladit! • Na světelné zdroje se záruka nevztahuje. **Postup**

1. Ochlazený přístroj položte keramickou skleněnou deskou na rovnou podložku.
2. Vhodným křížovým šroubovákem vyšroubujte šest šroubů ze zadní stěny přístroje.



3. Kryt odklopte, přičemž nechte přední díl s keramickou skleněnou deskou ležet na podložce.



4. Ochlazený světelný zdroj uchopte na levém nebo pravém konci a opatrně jej přitlačte doprava, příp. doleva.



Upozornění

Novou lampu nasazujte pouze pomocí hadříku, nedotýkejte se jí holými prsty, protože tuková vrstva na kůži může lampu poškodit.

6. Nový světelný zdroj nasaďte do objímky. Nasazování nového světelného zdroje probíhá v opačném pořadí než jeho demontáž.

7. Přístroj uzavírejte. Uzavření přístroje probíhá v opačném pořadí než jeho otevření.

Dbejte na to, aby v krytu nezůstaly žádné předměty a nezkřípl se žádný kabel!

Uložení

Jak s přístrojem budete pohybovat, vytáhněte síťovou zástrčku a nechte přístroj ochladit.

Infrazářič uchovávejte nejlépe v originálním balení a na suchém místě.

Připojení k síti	AC220 V-240 V/50-60 Hz
Příkon	300 W
Časový spínač	Nastavitelný od 1 do 15 minut, po 1 minutě
Rozměry (wxvxh)	270 x 285 x 195 mm
Hmotnost	Cca 1,6 kg
Provozní podmínky	Teplota: 10°C až 35°C Relativní vlhkost vzduchu: 50% - 90%
Skladovací a přepravní podmínky	Teplota: -10°C až 50°C Relativní vlhkost vzduchu: 50% až 90%
Třída ochrany	II
Intenzita záření	Max. 200 W/m2
Typ IR	A + B

Technické změny za účelem zlepšení a dalšího vývoje výrobku si vyhrazujeme. Změny barvy skleněné desky při provozu jsou podmíněny výrobně-technicky a nemají žádný vliv na funkci a kvalitu.

8. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí se infralampa po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Likvidaci musí být provedena prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Obsah dodávky

- Infrazářič

- Tento návod k použití

1. K seznámení

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky pro použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii. Přečtěte si pozorně tento návod, uschovejte jej pro pozdější použití, poskytněte jej i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedeny. S pozdravem Váš tým Beurer.

Použití

Tento infrazářič je určen pouze pro ozařování lidského těla. Ozařováním infračerveným světlem se na člověka penáší teplo. Ozářená kůže se více prokrví a v místě zahřátí se zvýší látková výměna. Účinky infračerveného světla povzbuzují ozdravné procesy těla; tyto procesy lze podporovat cíleně. Infračervené světlo lze použít například jako podpůrnou terapii při léčbě onemocnění uší, nosních a krčních, jakož i pro podporu kosmetické péče o obličej, především u nečisté pleti. Dále lze infračervené záření podpůrně použít při léčbě svalových napětí a nachlazení, protože teplo aktivuje prokrvení. Nejprve se ale zeptejte svého obvodního lékaře, zda je použití v příslušném případě z lékařského hlediska vhodné. Přístroj je vybaven vysoce kvalitní keramickou skleněnou deskou „Ceramic Infrared“. Keramické skleněné desky se používají také na sporácích a spolu se světelným zdrojem slouží pro intenzivní a bezpečné ozařování infračerveným světlem se 100% ochranou proti ultrafialovému záření. Kromě toho je přístroj vybaven funkcí úspory elektrické energie. To znamená, že když je vypnutý síťový vypínač, nepotřebovává přístroj žádný proud. Před použitím zařízení odstraňte všechny obalové materiály. Během ozařování si chraňte oči před přímým ozářením zavřením očí. Před použitím zařízení odstraňte všechny obalové materiály. Pokožka některých lidí však může i při správném používání přístroje reagovat přecitlivěle na tepelné ozařování (např. silné zarudnutí, tvoření puchýřků, svědění, silné pocení). Pravidelně kontrolujte ozařovanou část těla. V případě výskytu náznaků přecitlivělosti nebo alergické reakce ukončete ihned ozařování a kontaktujte lékaře. Vykejte nejméně 48 hodin mezi prvními dvěma ozářením.

Při ozařování obličeje vždy zavřete oči!

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly.
Varování Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



Na typovém štítku jsou používány tyto symboly:



Ochranná izolace třídy II



Pozor! Přečtěte si návod k použití.



3. Bezpečnostní pokyny Elektrická bezpečnost **Varování**

Přístroj je proti přehřátí chráněn automatickou vypínací teplotní pojistkou.

• **Každé nepřiměřené použití může být nebezpečné!**

- Přístroj smí být připojen pouze k síťovému napětí, jehož hodnota je uvedena na výrobním štítku.
- Použijte snadno dostupnou přípojku k síti, abyste v případě potřeby mohli rychle zástrčku vytáhnout.
- Na síťovou zástrčku nesahejte mokřýma rukama, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Položte síťový kabel tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Zástrčku vytáhněte ze zásuvky vždy, když přístroj nepoužíváte, čistíte jej nebo v případě poruchy, kouře nebo zápachu. Při vytahování zástrčky tahejte za zástrčku - ne za kabel! -1-

Instalace **Pozor**

- Přístroj postavte na pevnou a rovnou plochu. • Přístroj nesmí ležet nebo stát šikmo.
- Minimální vzdálenost mezi hořlavými předměty a infrazářičem musí být alespoň 25 cm.



- Dbejte na to, aby přístroj nestál na hořlavých předmětech, například na ubrusu nebo na koberci.
- Do blízkosti přístroje neumísťujte lehce hořlavé nebo tavné předměty.
- Neskládejte přístroj na stěnu nebo na strop.
- Přístroj nepoužívejte ve volné přírodě.
- Chraňte přístroj před silnějšími nárazy.

Před uvedením do provozu **Pozor**

- Před použitím přístroje odstraňte celý obal.
- Zkontrolujte, zda přístroj nejeví známky opotřebování nebo poškození. V případě pochybností ohledně poškození přístroje jej nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo na uvedenou zákaznickou službu.
- Výrobce neručí za škody způsobené neodborným nebo nesprávným používáním.
- Chraňte přístroj před prachem, špínou a vlhkostí.

Oprava **Varování**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Přístroj můžete otevírat pouze za účelem výměny světelného zdroje. Přístroj nesmíte v žádném případě opravovat, jinak není zaručeno jeho bezvadné fungování. V případě nerespektování těchto zásad zaniká záruka.
- Při opravách se obraťte na zákaznický servis nebo na autorizovaného prodejce.
- Před použitím se ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství nejsou viditelně poškozeny. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo na uvedenou zákaznickou službu. To platí zejména pro poškrábání a praskliny ve skleněné desce nebo praskliny krytu.
- V případě poškození síťového kabelu a krytu se obraťte na zákaznický servis nebo na prodejce, protože jinak hrozí nebezpečí elektrického výboje.
- Přístroj je bezpečně odpojen od sítě, jen pokud je zástrčka vytažena ze zásuvky.

Použití v souladu s určeným účelem

Přístroj je určen pouze k ozařování lidského těla. Každé další použití je chápáno jako neodpovídající. Tento přístroj není určen pro podnikatelské použití, ale výhradně pro použití v domácnosti!

Bezpečné zacházení

DĚTI/SLABÉ OSOBY Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používali osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pouze v případě, že bude na ně dohlíženo osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost nebo obdrželi instrukce jak se přístroj používá. Děti by měly pod dozorem, aby se zajistilo, že si nehrají s přístrojem.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody.
- Pokud přístroj spadl na zem nebo byl vystaven extrémní vlhkosti či byl poškozen jiným způsobem, nesmí se používat.
- Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo jiné kapaliny a žádná kapalina do něj nesmí vniknout.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Přístroj okamžitě vypněte, pokud je vadný nebo jsou poškozeny baterie.

Pokyny pro bezpečné používání přístroje **Varování**

• Nebezpečí popálení!

Filtrační mřížka a kryt přístroje se při provozu silně zahřívají. Při dotyku hrozí nebezpečí popálení!

- Při ovládání tlačítek (zap/vyp a časového spínače) se nedotýkejte horké skleněné desky. Hrozí nebezpečí spálení.
- Přístroj nechte nejprve ochladit.
- Než přístroj znovu zabalíte, vždy vytáhněte síťovou zástrčku a nechte přístroj ochladit.
- Pokud je přístroj zapnutý, nesmíte se jej dotýkat mokřýma rukama.
- Na přístroj nesmí stříkat voda.
- Přístroj smí být používán pouze ve zcela suchém stavu.
- Při ozařování obličeje se nedívejte přímo do infračerveného světla, oči zavřete nebo si je zakryjte.


Kdy by se přístroj neměl používat?

Varování

Abyste se vyhnuli poškození zdraví, naléhavě odrazuje od používání přístroje v těchto případech:

- u osob necitlivých na teplo,
- Citlivost na teplo se může snížit nebo zvýšit u těchto osob:

4 Popis přístroje Přehled



Poloha Označení

1 Výkyvný kryt s rukojeťmi 2 Skleněná deska 3 Hlavní vypínač 4 Ukazatel zbývajících hodin 5 Tlačítko nastavení času

6 Podstavec přístroje s integrovaným prostorem pro navinutí síťového kabelu

Infrazářič s nastavitelným časovým spínačem (1 až 15 minut) a výkyvným krytem (0 až 50 stupňů).

- Časový spínač po uplynutí nastaveného času přístroj automaticky vypne.
- Výkyvný kryt umožňuje individuální nastavení infrazářiče.

5. Ovládání Vybalení a instalace **Varování**

- Před použitím přístroje odstraňte veškerý balicí materiál.
- Síťový kabel zcela rozviňte.
- Přístroj postavte na pevnou a rovnou plochu.
- Dodržujte vzdálenost minimálně 1 metr od ostatních předmětů, abyste chránili přístroj před přehřátím a vyhnuli se nebezpečí vzniku požáru.
- Neskládejte přístroj na stěnu nebo na strop.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky.
- Přístroj zapněte hlavním vypínačem (3). Ukazatel zbývajících hodin (4) ukazuje 15 minut.

-3-

- u diabetiků,
- u osob s ospalostí, demencí nebo s poruchami koncentrace,
- u osob s chorobnými změnami kůže,
- u osob se zjizvenými oblastmi kůže, v oblasti aplikací,
- u alergiků,
- u dětí a starších osob,
- po požití léků nebo alkoholu.

U akutních zánětlivých procesů lze provést ozařování až po konzultaci s lékařem.

Důležitá upozornění Varování

- Vzdálenost od infrazářiče závisí na individuální citlivosti na teplo a na konkrétní léčbě.
- Dbejte na to, aby nebyla překročena vzdálenost 30 cm mezi infrazářičem a ozařování částí těla!
- Vždy orámujte dobu použití a kontrolujte reakci kůže.
 - Léky, kosmetika nebo potraviny mohou za určitých okolností vést k přecitlivělosti nebo alergické reakce kůže.
 - Při trvalém provozu přístroje je třeba dávat zvláštní pozor a udržovat pozornost.
 - Přístroj nepoužívejte, jste-li unaveni a je nebezpečí, že během ozařování usnete!
 - Příliš dlouhé ozařování může případně vést k popálení kůže.
 - Děti neznají nebezpečí spojená s elektrickými přístroji. Dbejte na to, aby přístroj nepoužily nehlídané děti.